

ColdSPOT®

Egyszer használatos, öntapadó hűtőtasakok

Beekley
Medical®

when your diagnosis
must be right®

Használati útmutató:

1. Használat előtt legalább 2 órán át fagyassza a ColdSPOT hűtőtasakot.
2. Vegye ki a ColdSPOT hűtőtasakot és a steril gézlapot a külső csomagolásból.
3. Helyezze a gézlapot a biopszia vagy az aspiráció helyére.
4. Igény szerint távolítsa el az öntapadó oldalsó rögzítőfülek védőborítását.
5. Helyezze a ColdSPOT közepét a kezelt terület fölé, és rögzítse a bőrhöz.
6. A ColdSPOT további 2 órás újrafagyasztás után ismét felhasználható.

ColdSPOT **REF** 500, 502, 505



Gyártó: Beekley Corporation

One Prestige Lane, Bristol, CT 06010-7454 USA

Tel.: 1.800.233.5539 vagy +1.860.583.4700

Fax: 1.800.735.1234 • beekley.com • Gyártási hely: USA

A BEEKLEY, BEEKLEY MEDICAL, COLDSPOT és WHEN YOUR DIAGNOSIS MUST BE RIGHT az USA Szabadalmi és Védjegyhivatalában bejegyzett védjegyek. A BEEKLEY bejegyzett közösségi védjegy és Kanadában is bejegyzett védjegy.

© 2023 Beekley Corporation. Minden jog fenntartva.

Kizárólag termékminta - nem értékesíthető



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÖVINTÉZKEDESEK:

- Csak egy beteghez; újrafelhasználni tilos.
- Javasolt legfeljebb 2 óra után eltávolítani a ragasztó okozta esetleges nemkívánatos bőrreakció elkerülésére.
- Nem természetes gumilatexből készült
- Ólommentes
- Nem steril

Az eszközzel összefüggő súlyos váratlan eseményt jelenteni kell a Beekley Medicalnak és a felhasználó és/vagy beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

Curity többcélú gézlapok • REF 8043



Covidien LLC, 15 Hampshire Street,
Mansfield, MA 02048 USA
EC REP Covidien Ireland Limited, IDA Business
& Technology Park, Tullamore.



REV: CS_IFU_0423